

## Utvalget av Flex™ -teknologi brystpumper

### Swing Flex™

For rask, effektiv pumping når du trenger det



### Swing Maxi Flex™

Mer melk på halvparten av tiden



Pumpetype	Enkel elektrisk	Dobbel elektrisk
Anbefalt bruk	Sporadisk	Daglig
Lettvint å bruke og komfortabel	•	•
PersonalFit Flex™ trakt	•	•
Justerbar vakuumbstyrke	•	•
Vakuumbstyrke	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•
Overstrømningsbeskyttelse (lukket system)	•	•
BPA-fri	•	•
Batteridreven	Opptil 1 time	Opptil 1 time
Vekt	200 g uten batterier	220 g uten batterier
Størrelse	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm