

medela 
mother's milk,
everyday amazing™



Medela bryst- pumpe med Flex™ -teknologi


En helt ny pumpeoplevelse,
personlig tilpasset for deg



NYHET

Medela Flex™ -teknologi brystpumper

En helt ny pumpeopplevelse, personlig tilpasset for deg



Vinkelen på 105° gir bedre passform for bedre melkestrøm

Overflytbeskyttelse (lukket system) slik at du kan pumpe i en behagelig stilling som fungerer for deg.

Oval form kan dreies 360°

Myk, jevn, fleksibel kant

Fire traktstørrelser er tilgjengelige – vår tilpasningsveiledning hjelper deg å finne riktig størrelse for deg

Hver mor er unik, fra formen på brystene og brystvortene til hvilke krav livsstilen hennes innebærer. Vår nye Flex™ -teknologi brystpumper er de første som er utformet for å tilpasse seg til din form for en mer effektiv, komfortabel melkeutdriving.



PersonalFit Flex™ brysttrakt

Den nye brysttrakten PersonalFit Flex™ ble utviklet ved hjelp av en gruppe forskere og ammende mødre. Den er designet slik at den lett kan tilpasse seg formene dine, og stimulerer melkestrømmen ved å unngå at melkekanalene presses sammen. Dette gjør det lettere for hver mor å finne en pumpeposisjon som er mest mulig komfortabel for henne. Resultatet? Mer komfortabel, mer effektiv utdriving, utformet med tanke på deg.



2-Phase Expression® -teknologi

Under amming suger barnet raskt i starten for å få i gang melkestrømmen, og deretter langsommere under selve ammingen. Medela 2-Phase Expression®-teknologien etterligner disse instinktive rytmene for å skape en mer naturlig og komfortabel pumpeopplevelse.

Dobbeltpumping

Vår forskning viser at den unike kombinasjonen av dobbeltpumping med Medela 2-Phase Expression®-teknologi fører til at det produseres mer melk med høyere næringsinnhold, og på kortere tid enn det tar å pumpe ut to flasker med enkeltvis pumping.

Mer melk og komfort, testet med mødre

Våre forskere testet PersonalFit Flex™ brysttrakt i fire kliniske studier med ammende mødre. På tvers av mer enn 1 000 pumpeøkter har de bevist at den tilbyr økt komfort og effektivitet. I likhet med alle produkter fra Medela er brystpumpene Flex™ designet for å gjøre ammingen enklere, slik at du kan mate barnet ditt med din mirakuløse brystmelk lenger.



Brystmelk er fantastisk. Det er den beste starten på livet for spedbarnet ditt. Medela har jobbet med forskere innen brystmelk i mer enn 50 år. Vi er her for å støtte alle ammende mødre med våre kunnskaper, vår ekspertise og vårt unike produktutvalg, blant annet sveitsiskproduserte brystpumper som helsepersonell hele verden over setter sin lit til.

Utvalget av Flex™ -teknologi brystpumper

Swing Flex™

For rask, effektiv pumping når du trenger det



Swing Maxi Flex™

Mer melk på halvparten av tiden



Pumpetype	Enkel elektrisk	Dobbel elektrisk
PersonalFit Flex™ trakt	●	●
Sykehusklassifisert vakuumbstyrke	●	●
2-Phase Expression®	●	●
Overstrømningsbeskyttelse (lukket system)	●	●
BPA-fri	●	●
Batteridreven	Opptil 1 time	Opptil 1 time

*Kliniske studier, PersonalFit Flex sammenlignet med PersonalFit, tilgjengelige data (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Du finner mer hjelp og råd om brystmelk, amming og Medelas pumper og andre produkter på www.medela.no/flex