

Swing Maxi™

Alle komponenter inkludert:



1 x Swing Maxi™
pumpeenhet



2 x PersonalFit Flex™
kobling



1 x slange



2 x PersonalFit Flex™
brystrakt 21 mm




2 x PersonalFit Flex™
brystrakt 24 mm



2 x 150 ml flaske med lokk



2 x flaskeføtter



1 x USB-ladekabel

1 x bruksanvisning
1 x USB-strømadapter

Medelas forskningsbaserte teknologier, implementert i den nye Swing Maxi™



Dobbelpumping med Swing Maxi™ gir 18 % mer melk¹ på kortere tid sammenlignet med pumping av ett bryst om gangen.



2-Phase Expression®-teknologi etterligner babyens naturlige sugerytme, først raskere for å stimulere melkestrømmen, og deretter langsommere – for mer komfortabel og effektiv pumping.^{2,3}



PersonalFit Flex™ brystrakt med a 105 graders åpningsvinkel, myk kant og oval form for bedre passform reduserer trykket mot melkekanalene slik at pumpingen blir mer komfortabel og gir opptil 11,8 % mer melk.⁴



OVER 60 ÅRS
FORSKNING



BRUKES AV FLERE
MILLIONER MØDRE



SVEITSISK
DESIGN



medela.com



NYE Swing Maxi™

Nye Swing Maxi

Støtter deg i alt du gjør:

som stolt mor og mye mer.

medela



Det er mye som endrer seg når man har en liten baby. Det er utfordrende å finne balansen mellom de nye prioriteringene og det du pleide å gjøre før. Men når du gjør det, føles det fantastisk. Nye **Swing Maxi™** er en kompakt og brukervennlig dobbel elektrisk brystpumpe med forbedret mobilitet, som passer sømløst med din livsstil.

Nye Swing Maxi™



DOBBELTPUMPING
for opptil 18 % mer melk på kortere tid¹



LETT Å SETTE SAMMEN OG RENGJØRE
færre deler



BEHAGELIG MYK KANT
for bedre komfort



11,8 % MER MELK⁴



LUKKET SYSTEM
hindrer at brystmelk kommer inn i slangen

Referanser:

¹ Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

² Kent JC et al. J Hum Lact. 2003; 19(2):179–186.

³ Mitoulas L et al. J Hum Lact. 2002; 18(4):353–360.

⁴ Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561–1567.



RASKERE LADING

med USB type C-port sammenlignet med micro USB-port



ENKEL Å BRUKE

intuitivt grensesnitt med 4 knapper og 9 forhåndsprogrammerte innstillinger



2-PHASE EXPRESSION®-TEKNOLOGI

etterligner babyens naturlige sugerytme^{2,3}



MERKBART STILLERE

sammenlignet med forrige generasjon, under 45 dB ved maksimalt pumpenivå



FORBEDRET BEVEGELIGHET

innebygd oppladbart batteri for opptil 6 pumpeøkter på én full lading

