

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

Swing™

komfortabel. stillegående. effektiv.

Medelas Swing kombinerer et fler-gangs prisvinnende design med forskningsbasert teknologi. Den populære elektrisk brystpumpen representerer løsningen for en behagelig, regelmessig og diskret brystpumping.

I korte trekk

- ✓ Effektiv og behagelig: en kraftig, liten motor og en tilpasset brysttrakt.
- ✓ Liten, kompakt og lett: får plass i en håndveske og kan drives med batteri.
- ✓ Vitenskap og natur i skjønn forening: 2-Phase Expression-teknologien etterligner barnets sugerytme.*



Swing

Swing er en kompakt og enkel elektrisk brystpumpe med forskningsbasert 2-Phase Expression-teknologi*, den første forskningsbaserte pumpeteknologien som etterligner barnets naturlige sugemønster. Denne populære pumpen gir praktiske og smidige pumpeøkter med høy effektivitet og komfort. Du kan bytte mellom stimulerings- og utpumpingsfasen og velge det mest behagelige vakuumnivået. Batterialternativet, kombinert med en belteklemme, muliggjør maksimal bevegelighet. Den kan også brukes med en nettdapter. Swing-pumpen er enkel og intuitiv å bruke, rengjøre og montere.

Denne lette pumpen, for en diskre pumpeøkt hjemme eller på farten, er en av de mest stillegående brystpumpene på markedet. Mødre som har en spesielt aktiv livsstil, som av og til er borte fra spedbarnet sitt, eller som ikke ønsker å bruke for mye tid på pumping, vil spesielt sette pris på denne populære brystpumpen.

Medela anbefaler å kjøpe med:

- I Starter Kit
- I Ammeinnlegg for engangsbruk
- I Pump & Save-poser til brystmelk



Et godt valg:

- I Til daglig eller sporadisk bruk hjemme eller på farten
- I For mødre som er på utkikk etter praktisk, diskre og smidig pumping
- I Lett å sette sammen, bruke og rengjøre
- I En rekke vakuumnivåer og innstillinger
- I Anbefalt ved mindre ammeproblemer, f.eks. problemer med sugetak eller såre brystvorter



Innhold:

- I Swing-motorenhet
- I PersonalFit brysttrakt 24 mm
- I Koblingsstykke
- I Slange
- I Ventil og membran
- I Flaske
- I Flerfunksjonslokk
- I Flaskefot
- I Nettdapter
- I Bag
- I Bærerem
- I Calma – matesmokk

* Referanser til vår forskning finner du på www.medela.no/forskning

